

Urin til dyrkning og resistens

Monovette dyrkningsglas

Til undersøgelse af urin til dyrkning og resistens opfanges midtstråleurin i medfølgende sterile glas.

Inden urinprøven tages fra, skal barnet skylles/vaskes grundigt omkring urinrøret, gerne med håndbruser. En midtstråleurin foretages ved, at barnet først tisser lidt i toilettet, herefter i glasset og hvis barnet evt. skal tisse mere, gøres dette i toilettet. Piger kan med fordel sidde omvendt på toilettet for at undgå forurening.

Vejledning til brug af urin monovette

Fig. 1: Monovettens beskyttelseshætte fjernes og opsugningsspidsen monteres.

Fig. 2: Opsugningsspidsen sættes ned i urinen og stemplet trækkes tilbage, hvorved urin suges op i Monovetten.




Fig. 1



Fig. 2

Fig. 3 Monovetten vendes med spidsen opad og stemplet trækkes yderligere tilbage for at tømme opsugningsspidsen.

Fig. 4 Stempelstangen knækkes af og opsugningsspidsen afmonteres. Begge kasseres. Beskyttelseshætten sættes på igen.

Glasset påføres etiket med stregkode fra medfølgende laboratorieseddel. Skriv dato og tidspunkt for prøvetagning på sedlen.



Fig. 3

Aflevering af prøve

Prøven skal afleveres ét af følgende steder:

Slagelse - Skal afleveres i køleskabet ved Mikrobiologisk Afdeling (hele døgnet)

Holbæk - Prøven afleveres i Børne- og Ungeambulatoriet 04-3 eller ved skranken i Børne- og Ungeafdelingen 05-2

Ringsted, Nykøbing Sj. og Kalundborg - Her kan prøven afleveres på laboratoriet i deres åbningstid

HUSK - at seddel og urinprøveglas følges ad!!!

Svar gives kun hvis der findes bakterier i urinen, som er behandlingskrævende.

Børne- og Ungeafdelingen

Holbæk Sygehus

Smedelundsgade 60

4300 Holbæk

Tlf.: 5948 4200

Fig. 4