

Anbefalede flows og luftmængder:

Kulrør	Flow, L/min	Anbefalet luftmængde, L	Maximalt volumen, L	Detektions- grænse µg/rør
De fem chlorerede	0,5-1,0	100	100	
Chloroform				0,01
1,1,1-trichlorethan				0,01
Tetrachlormethan				0,01
Trichlorethen				0,01
Tetrachlorethen				0,01
BTEXA, TVOC	0,5-1,0	100	100	
Benzen				0,005
Toluen				0,05
Ethylbenzen				0,01
M,p-xylen				0,01
O-xylen				0,01
C9- og C10-aromater				0,03
TVOC				5
Chlorerede nedbrydnings- produkter	0,1	10	10	
Vinylchlorid				0,004
1,1-dichlorethen				0,004
cis-1,2-dichlorethen				0,004
trans-1,2-dichlorethen				0,004
Chlorethan	0,1	10	10	0,03
MtBE	0,1	10	10	0,004
Vandblandbare	0,5-1,0	20	25	0,2 methanol dog 1 µg/rør