

LÆRINGSLABORATORIUM

Athena-Huset

Nykøbing Falster



Oversigt over
**Fantomer, simulatorer
og andet læringsmateriale**



Indhold

Generel information	7
RUMOVERSIGT I LÆRINGSLABORATORIET:	9
Udd.lab. (Undervisningslokale).....	9
HLR-rum.....	9
Medicin rum	9
Simlab 1 og 2.....	10
Debriefing rum 1 og 2.....	10
Træningssal	10
FANTOMER:	11
Intravenøs træner, voksen (AMBU IV Trainer)	11
Intravenøs træner, pædiatrisk (Pediatric Multi-Venous IV Training Arm Kit)	12
Injektionstræner	13
Epidural og Spinal Injektionstræner (Epidural and Spinal Injection Trainer)	14
Lumbalpunktur træner til seng (Lumbar Puncture Simulator MK2)	15
Arteriepunktur i håndled træner (Arterial Puncture Wrist).....	16
Intraosseøs træner tibia (Intraosseous Leg Trainer).....	17
Gynækologisk undersøgelses træner (Female Pelvic Trainer Mk3 Advanced).....	18
Prostata Undersøgelses træner (Prostate Examination Simulator)	19
Kateterisation af mand og kvinde (Advanced Catheterisation Trainer)	20
Sondenedlæggelses træner (Nasogastric Tube Feeding Simulator)	21
Intubationstræner (Ambu Airway Management Trainer)	22
Intubationstræner (Laerdal Airway Management trainer).....	23
Intubations og tracheostomi træner (Deluxe Difficult Airway Trainer)	24
Tracheostomitæner (The Smiths Medical Tracheostomi Head)	25
Lungedræn og trykpneumothorax træner (Chest Drain and Needle Decompression Trainer)	26
Suturtræner (Skin Pad).....	27
Oftalmoskopitræner	28
Otoskopitræner	29
Nerveblok ultralydstræner (Nottingham Ultrasound Nerve Block trainer).....	30
Intern Jugularis Ultralydstræner (Ultrasound Internal Jugular Training Model)	31
PVK Ultralydstræner (Ultrasound Guided IV Trainer Vascular Phantom Trainer)	32
SIMULATORER:	33
Genoplivning, basal og anvendelse af AED (RQI – Resuscitation Quality Improvement)	33
Genoplivning, basal og avanceret (Resusci Anne QCPR)	34
Genoplivning, barn (Resusci Junior QCPR)	35

Genoplivning, baby (Resusci Baby QCPR med luftvejshåndterings)	36
LUCAS 3, og Basal genoplivning (Ambu ManClassic og LUCAS 3)	37
Luftvejshåndtering, avanceret - Scenarietræning (SimMan Classic)	38
Genoplivning voksen, avanceret - Scenarietræning (Resusci Anne Simulator)	39
Genoplivning barn, avanceret - Scenarietræning (Laerdal Megacode Kid)	40
Genoplivning nyfødt, avanceret - Scenarietræning (Sim baby classic)	41
Obstrueret luftvej, baby (Baby Anne)	42
Nyfødt (uge 40 – 53 cm og 3,2 kg) (Newborn Anne)	43
Neonatal (25 uge – 30 cm og 435 gr) færdighedstræner (Premature Anne færdighedstræner)	44
Plejeprocedure – ældre kvinde (Nursing Anne Simulator Geriatric)	45
Plejeprocedure – kvinde/mand (Nursing Anne Simulator)	46
Plejeprocedure – kvinde (Nursing Anne)	47
Genoplivning, basal (BRAYDEN Pro)	48
Laporaskopi (LAP Mentor III)	49
Artroskopi af knæ og skulder (Arthro mentor)	50
Skopi, gastro og colo (GI mentor)	51
UDSTYR TIL ANV. IFM. FANTOMER OG SIMULATORER:	52
SimPad PLUS	52
Defibrillator (LifePak 20e)	52
Defibrillator (HeartStart FRx Trainer)	52
Defibrillator (AED trainer 3)	53
ShockLink	53
Ultralydsscanner (Sonosite iLook)	53
Bronchoskopi (Ambu aScope)	54
IO-boremaskine (G3 Power Driver for EZ-IO)	54
Video Laryngoscope (i-view)	54
ANDET:	55
UV lyskasse til træning af korrekt udført håndhygiejne	55
Ultralydsapparat (GE Vivid E9) m. kardiologisk prober	56
Ultralydsapparat (SonoSite) m. kardiologisk, abdominal og linier probe	57
Høj gangvogn (TOPRO Taurus E Premium elektrisk gangbord)	58
Sara Steady	59
Mobil lift (Ulissee elektrisk person lift)	60
Tryk monitor (XSENSOR ForeSite SS)	61
Subbandage trykmåler (Juzo Pressure Monitor)	62
Kuvøse (Giraffe Omnibed)	63

Adipositas simulering, kvinde.....	64
Geriatrisimulering (Real Care Geriatric Simulator)	65
Cannabis/Hashbrille	66
Promillebrille.....	67
Spil – Decision Point.....	68
Spil – Kronisk sygdom og seksuel sundhed – et refleksionsspil	69
Spil – Den sidste tid	70
Spil – Care By Food	71
Spil – Questio – fagligt quizspil.....	72
Spil – Quizspørgsmål indenfor farmakologi, sygdomslære, anatomi-og fysiologi, sygepleje og psykiatri	73
Spil – Refleksionsspillet indenfor sygepleje	74
ANATOMISKE MODELLER:.....	75
Skelet med muskel og senetilhæftninger.....	75
Skelet	75
Torso.....	75
Rygskøjle med nerveudgange.....	75
Skulderled	75
Albueled	75
Hofteled.....	75
Knæled	76
Bækken på kvinde.....	76
Fodens knogler.....	76
Håndens knogler.....	76
Genetalia mand	76
Hjerte.....	76
Diabetes type 2 organpåvirkning.....	76
Hypertension organpåvirkning.....	76
Kredsløb, relief model	76
ANATOMISKE PLAKATER:	77
Menneskets hjerne	77
Pneumoni.....	77
Gastrointestinalkanalen.....	77
Kredsløbet.....	77
Muskulatur bagfra	77
Respirationssystemet	77

Spinal columna.....	78
Skelettet.....	78
Larynx.....	78
Spinalnerverne.....	78

Generel information

I denne oversigt finder du råd, vejledning og retningslinjer, som kan give dig de bedste vilkår for læring og kompetenceudvikling, når du kommer i LæringsLab.

LæringsLab har mange faciliteter, som kan understøtte dig som fagperson, eller mens du er under uddannelse, i at give pleje og behandling til patienterne af høj professionel kvalitet. I lokalerne finder du fantomer, simulatorer, modeller, spil og dukker som kan bidrage til, at du bliver mere sikker, forstår sammenhænge og lærer hvad du gør godt, og hvad du kan forbedre i din praksis. Nogle gange vil du gøre det bedst sammen med en enkelt kollega, andre gange i en gruppe. I næsten alle lærings- og færdighedssituationer er det vigtigt, at du forbereder dig, gør dig klart hvad formålet med læring og træning er, og at du allierer dig med en eller flere kolleger, som du efterfølgende kan evaluere og reflektere med.

Sygehuset har investeret i udstyr af høj kvalitet, og alt udstyr skal blive i LæringsLab. Der er en række forhold, vi håber du vil være med til at tage højde for, så vi kan fortsætte med at passe på de dyre modeller. Så er det klar, når du skal bruge det, og det er klar til dine kolleger bagefter.

Fantomerne er generelt til frit brug. Det anbefales dog, at du bliver vejledt af kolleger, der har erfaring i korrekt udførelse af de færdigheder, du ønsker at træne. Af hensyn til fantomernes holdbarhed må der kun anvendes de remedier, der er beskrevet under hvert fantom.

Der hænger også vejledninger ved hvert fantom, der beskriver hvordan og hvad der kan trænes, og hvilke faggrupper det kan være relevant for.

Generelt kan der trænes på to måder på fantomerne:

1. Dele af proceduren, ex. Lumbalpunktur, hvor kun indstik med spinal kanyler trænes.
2. Hele proceduren, ex. Lumbalpunktur, hvor hele proceduren med afdækning etc. trænes.

Typisk vil det være sådan, at når dele af proceduren skal trænes, så forefindes remedierne i LæringsLab. Hvis hele proceduren skal trænes, så skal du selv medbringe udstyret.

De D4- instrukser der henvises til under hver fantom, er hvor intet andet angives, *Tværregionale instrukser*.

I forhold til YouTube videoer, skal de betragtes som vejledende, og generelt er det gældende for alle procedurer der skal udføres, når du er tilbage hos patienterne, at du bør sikre dig følgende:

- Patient ID, ([D4 dok.id: 534804](#))
- Allergier,
- Information om mulige komplikationer (hyppige samt alvorlige),
- Er det nogen kontraindikationer (fx blodfortyndende medicin, infektion ved indstiksstedet),
- Patientaccept (sidste 4 dots indgår i [D4 Dok.id: 494629](#))

Anvendelse af **simulatorer** må kun finde sted under vejledning af de læger, der er instruktører på simulatorerne. Tag derfor kontakt til de relevante kolleger i din afdeling eller kontakt undertegnede.

Simulatorer, der er i depot, kan lånes ud til Sygehusets afdelinger/afsnit efter aftale med kontaktperson nedenfor.

Anvendelse af **avancerede mannequindukker** må kun finde sted under vejledning af personale, der er vejledt i brugen af disse.

Er der problemer med noget, udstyr der ikke virker, så tag fat i undertegnede og prøv ikke selv at fikse det. Hvis du har en god idé til udstyr, feedback til læringsmål eller læringsmetoder, så er du altid velkommen til at melde ind til uddannelsesteamet i staben.


Det er måske en selvfølge, men husk at genbruge remedier hvor det er muligt, og husk også at rydde op og rengøre fantomer/simulatorer efter brug (engangsrengøringsklude forefindes i læringslab).

God fornøjelse

Brian Skov
Uddannelseskonsulent

bcsk@regionsjaelland.dk

RUMOVERSIGT I LÆRINGSLABORATORIET:



Dækker ca. 250 m2 og blev ibrugtaget september 2021.

Udd.lab. (Undervisningslokale)

Er udstyret med:

- Borde og stole til 16 personer
- 3 undersøgelsesbrikse
- Prowise touchskærm
 - m. Clickshare til at caste indhold fra bærbar PC
 - m. Polycom til videokonference
 - stationær PC
- Flip-over
- Udstyr til suturering

HLR-rum

Er udstyret med:

- Skrivebord
 - M. bærbar PC

Medicin rum

Er udstyret med:

- Diverse øve medicin
- Stationær PC (til brug for SP udd. miljø)
- Scanner (til brug for SP udd. miljø)
- Label printer (til brug for SP udd. miljø)

Div. Vejledninger til brug af medicinrum, findes på:

<R:\NYKØBING FALSTER SYGEHUS\Læringslaboratoriet\Medicinrum>

Simlab 1 og 2

Er hver udstyret med:

- 4 sengepladser, med funktionsdygtigt udtag til ilt, atmosfærisk og sug.

Debriefing rum 1 og 2

Er hver udstyret med:

- 1 bord og stole til 4 personer
- Whiteboard

Træningssal

Er udstyret med:

- Whiteboard ud for hver træningsstation
- 2 mobile tv-skærme m. bærbar PC

Bookning af rum i Læringslab. foretages via bcsk@regionsjaelland.dk.

Intravenøs træner, pædiatrisk (Pediatric Multi-Venous IV Training Arm Kit)



Placering: Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Indsættelse af Perifert venekateter på børn i antecubital fossa eller dosum på hånd.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
✗ Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
✗ Akut Læger	
✗ Anæstesi Læger,	
Sygeplejersker generelt	
✗ Pæd. Sygeplejersker	
✗ Akut Sygeplejersker	
✗ Anæstesi Sygeplejersker,	
✗ Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
✗ Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure	Perifert venekateter (blå), Sæt til blodprøvetagning, Kanyleboks
-------------------	--

Hele procedure	Perifert venekateter (blå), Sæt til blodprøvetagning, Spritswaps og Usterile handsker, Kanyleboks, Sterile små gaze firstykker, Nethandske, (Staseslange,”Englehud”, PVK plaster og sprøjte med NaCl som også hører til proceduren – må ikke anvendes på fantomet).
----------------	---

Hvilke remedier skal du selv medbringe?: Sæt til blodprøvetagning.

Hvad må ikke avendes på fantomet?: Diverse plaster, PVK større end de blå.

Videovejledning: [Anlæggelse af PVK](#)



D4 instruks: dok.id/536183

Kræver fantomet instruktør? Nej



Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

X	Læger generelt,
	Medicinske Læger
	Abd. Kir. Læger
	Ort. Kir. Læger
	Pæd. Læger
	Gyn. Læger
	Akut Læger
	Anæstesi Læger,
X	Sygeplejersker generelt
	Pæd. Sygeplejersker
	Akut Sygeplejersker
	Anæstesi Sygeplejersker,
	Intensiv Sygeplejersker,
X	Jordemoder
	Bioanalytiker
X	Social-og Sundhedsassistenter
	Serviceassistenter
	Fysioterapeuter
	Ergoterapeuter
	Diætister
	Hjertestops team

Kræver fantomet instruktør? Nej.

Epidual og Spinal Injektionstræner (Epidural and Spinal Injection Trainer)



Placering: Træningssal - 2 stk.

Hvad kan trænes?: Injektioner i og omkring rygsøjlen. Fantomet giver realistisk modstand af dura og spinalhinde med og uden kanyle. Der er muligt at tilpasse evt. overtryk og at indsætte et epiduralkateter i det epidurale rum, samt mulighed for at lave ”Hanging drop” procedure.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, X	Medicinske Læger	Abd. Kir. Læger	Ort. Kir. Læger	Pæd. Læger	Gyn. Læger	Akut Læger X	Anæstesi Læger, X	Sygeplejersker generelt	Pæd. Sygeplejersker	Akut Sygeplejersker	Anæstesi Sygeplejersker,	Intensiv Sygeplejersker,	Jordemoder	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
-----------------------	----------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	------------	-----------------	----------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-----------------	----------------	-----------	------------------

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Spinal kanyle, Sæt til epidural, Sprøjte, Kanyle og Steril vand.

Hele procedure Sprit, Spinal kanyle, Procedurebakke til spinalpunktur eller epidural anlæggelse [plaster – må ikke anvendes på fantomet].

Hvilke remedier skal du selv medbringe?: Procedurebakke til spinalpunktur eller epidural anlæggelse.

Hvad må ikke anvendes på fantomet?: Jod sprit og plastre

Videovejledning: [Lumbalpunktur](#)



[Epiduralkateter](#)



Obs: gældende for begge videoer er at der også skal anvendes hårnet/hue.

D4 instruks: [Lumbalpunktur - dok.id 239234](#) (med. afd.)

[Epidural anæstesi – dok.id 611973](#) (anæstesi afd.)

Kræver fantomet instruktør? Ja

Lumbalpunktur træner til seng (Lumbar Puncture Simulator MK2)



Placering: Plejeseng i Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Lumbalpunktur, Palpation af kendemærker og Udtagning af cerebrospinalvæske, i både siddende og liggende stilling.

Der er 4 forskellige lumbalmoduler, der kan isættes fantomet: Normal, Overvægtig, Ældre, Ældre overvægtig og Epidural. Herudover modul til ultralydsscanning.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, X	Medicinske Læger	Abd. Kir. Læger	Ort. Kir. Læger	Pæd. Læger	Gyn. Læger	Akut Læger	Anæstesi Læger, X	X	Sygeplejersker generelt	Pæd. Sygeplejersker	Akut Sygeplejersker	Anæstesi Sygeplejersker, Intensiv Sygeplejersker,	Jordemoder	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
-----------------------	----------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	------------	------------	----------------------	---	-------------------------	---------------------	---------------------	--	------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-----------------	----------------	-----------	------------------

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Spinal kanyle, Sæt til epidural, Sprøjte, Kanyle og Steril vand.

Hele procedure Sprit, Spinal kanyle, Procedurebakke til spinalpunktur eller epidural anlæggelse [plaster – må ikke anvendes på fantomet].

Hvilke remedier skal du selv medbringe: Procedurebakke til spinalpunktur eller epidural anlæggelse.

Hvad må ikke anvendes på fantomet?: Jod sprit, Plastre.

Videovejledning: [Lumbalpunktur](#)



[Epiduralkateter](#)



Obs: gældende for begge videoer er at der også skal anvendes hårnet/hue.

D4 instruks: [Lumbalpunktur - dok.id 239234](#) (med. afd.)

[Epidural anæstesi – dok.id 611973](#) (anæstesi afd.)

Kræver fantomet instruktør? Nej.

Arteriepunktur i håndled træner (Arterial Puncture Wrist)



Placering: Træningssal - 2 stk.

Hvad kan trænes?: Palpering og Arterie punktur af arterie radialis, samt mulighed for at regulere, hvor kraftig pulsen skal være.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, X	Medicinske Læger	Abd. Kir. Læger	Ort. Kir. Læger	Pæd. Læger	Gyn. Læger	Akut Læger	Anæstesi Læger,	Sygeplejersker generelt	Pæd. Sygeplejersker	Akut Sygeplejersker X	Anæstesi Sygeplejersker, X	Intensiv Sygeplejersker, X	Jordemoder	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
-----------------------	----------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-----------------	----------------	-----------	------------------

Hvilke remedier anvendes?


Dele af procedure Arteriepunktur nål/sprøjte, Kanyleboks

Hele procedure Sprit swaps, Arteriepunktur nål/sprøjte, Sprit swaps, Usterile handsker, Sterile små gaze firstykker, [”Englehud” – må ikke anvendes på fantomet].

Hvilke remedier skal du selv medbringe?:

Hvad må ikke anvendes på fantomet?: Diverse plaster.

Videovejledning: [Sådan tager du en arteriel blodgas](#)



D4 instruks: [dok.id 318550](#) (akut afd.)

[dok.id 380316](#) (anæstesi afd.)

Kræver fantomet instruktør? Nej

Intraosseøs træner tibia (Intraosseous Leg Trainer)



Placering: Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Indsættelse af IO-kanyler i proximal tibia.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, Medicinske Læger Abd. Kir. Læger Ort. Kir. Læger Pæd. Læger Gyn. Læger Akut Læger Anæstesi Læger,	Sygeplejersker generelt Pæd. Sygeplejersker Akut Sygeplejersker Anæstesi Sygeplejersker, Intensiv Sygeplejersker,	Jordemoder	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
	X X									

Hvilke remedier anvendes?


Dele af procedure Intraosseøs skruemaskine.

Hele procedure Intraosseøs skruemaskine og kanyler, spritswaps og usterile handsker.

Hvilke remedier skal du selv medbringe?: Intraosseøs skruemaskine og kanyler.

Hvad må ikke anvendes på fantomet?: Diverse plaster, jod sprit, der må ikke injiceres væske i fantomet.

Videovejledning: [IO-anlægelse.](#)



D4 instruks: [Dok.id.: 327817](#) (præhospitalt center)

Kræver fantomet instruktør? Nej

Gynækologisk undersøgelses træner (Female Pelvic Trainer Mk3 Advanced)



Placering: Træningssal - 2 stk. - en på gynækologisk leje og en på bord

Hvad kan trænes?: Vaginal undersøgelse af uterus med fingre eller speculum, og/eller via palpation på abdomen.

Der er 7 forskellige uterus moduler der kan indsættes i fantomet, som kan øves på: "Normal", "Stort fibrom", "Lille fibrom". "Ovarie cyste", "Retrograd uterus", "10-12 ugers gravid" og "14-16 ugers gravid".

Hvilke personalegruppe henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, X	Medicinske Læger	Abd. Kir. Læger	Ort. Kir. Læger	Pæd. Læger	Gyn. Læger X	Akut Læger	Anæstesi Læger,	Sygeplejersker generelt	Pæd. Sygeplejersker	Akut Sygeplejersker	Anæstesi Sygeplejersker,	Intensiv Sygeplejersker,	Jordemoder X	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
-----------------------	----------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	-------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-----------------	----------------	-----------	------------------

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Glidemiddel, Usterile handsker og Speculum.

Hele procedure Glidemiddel, Usterile handsker og Speculum.


Hvilke remedier skal du selv medbringe?

Hvad må ikke anvendes på fantomet?: Spidse instrumenter og fingre uden handsker (da negle kan skade fantomet).

Uterus moduler må ikke anvendes, uden de er isat fantomet.

Videovejledning: [Gynækologisk undersøgelse](#)

Obs: Vi anvender ikke chaperon i DK.
Der bør i øvrigt undersøges for røkkeømhed,
samt foretages en visuel undersøgelse med
speculum og evt. podning ved behov



D4 instruks:

Kræver fantomet instruktør? Nej

Prostata Undersøgelser træner (Prostate Examination Simulator)



Placering: Træningssal – 1 stk.

Hvad kan trænes?: Undersøgelse af prostata via rectum. Det er muligt at palpere følgende typer prostata: 2 forskellige normale prostata, 2 forskellige forstørrede prostata, 5 forskellige carcinomer på prostata og 1 prostatitis.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt, X	
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	
Anæstesi Læger,	
Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Glidemiddel og usterile handsker.

Hele procedure Glidemiddel og usterile handsker.

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes på fantomet?: Fingre uden handsker, da negle kan skade fantomet.

Videovejledning: [Prostata undersøgelse](#)

Obs. der tages ikke
nødvendigvis og
sendes prøver til
undersøgelse.

D4 instruks:

Kræver fantomet instruktør? Nej.

Kateterisation af mand og kvinde (Advanced Catheterisation Trainer)



Placering: Træningssal - 1 stk kvindeligt og 1 stk mandligt, samt 1 stk kvindeligt og 1 stk mandligt i Depot

Hvad kan trænes?: Anlæggelse af kateter på mand eller kvinde

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, X	Medicinske Læger	Abd. Kir. Læger	Ort. Kir. Læger	Pæd. Læger	Gyn. Læger	Akut Læger	Anæstesi Læger,	Sygeplejersker generelt X	Pæd. Sygeplejersker	Akut Sygeplejersker	Anæstesi Sygeplejersker,	Intensiv Sygeplejersker,	Jordemoder X	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter X	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
-----------------------	----------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	------------	------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	---------------	------------------------------------	--------------------	-----------------	----------------	-----------	------------------

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Kateter str. 14, Glidemiddel

Hele procedure Katerisationssæt , kateterpose og Sterile handsker.

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes på fantomet?: Katetre større end str. 14.


Videovejledning:

[Sådan klargøres remedier til anlæggelse af blærekateter](#)



[Anlæggelse af blærekateter på kvinde](#)

[Sådan anlægges blærekateter på en mand](#)



D4 instruks: [Dok.id: 532606](#)

Kræver fantomet instruktør? Nej

Sondenedlæggelses træner (Nasogastric Tube Feeding Simulator)



Placering: Undersøgelsesbriks i Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Anlæggelse af ventrikelsonde.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	X
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	
Anæstesi Læger,	
Sygeplejersker generelt	X
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	X
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?


Dele af procedure Ventrikelsonde str. 14 eller ernæringssonde, Usterile handsker, glidemiddel, stetoskop, janetsprøjte.

Hele procedure Ventrikelsonde str. 14 eller ernæringssonde, Usterile handsker, glidemiddel, stetoskop, janetsprøjte og [Sondefix. plaster – må ikke anvendes på fantomet].

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes på fantomet?: Ventrikelsonder større end str. 14., plastre og sprit.

Videovejledning: [Sådan anlægges en nasogastrisk sonde](#)



D4 instruks: [Dok.id. 477563.](#)

Kræver fantomet instruktør? Nej

Intubationstræner (Ambu Airway Management Trainer)



Placering: Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Alle intubationsteknikker. Venstre side af fantomet giver mulighed for at se anatomen, således at korrekt placering af tube eller larynxmaske kan iagttages.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	
X Anæstesi Læger,	
Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
X Anæstesi Sygeplejersker,	
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?


Dele af procedure	Endotrachela tube str. 8 mm, Larynxmaske str. 3 og 4, Glidemiddel, Stilette, Laryngoscop, evt . McGrath video laryngoscop, 10 ml sprøjte
-------------------	--

Hele procedure	Endotrachela tube str. 8, Larynxmaske str. 3 og 4, Glidemiddel, Stilette, Laryngoscop, evt . McGrath video laryngoscop, 10 ml sprøjte og usterile handsker.
----------------	---

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke avendes på fantomet?: Tuber større end str. 8 og Larynxmasker større end str. 4., samt intubering uden glidemiddel.

Videovejledning: [Endotracheal intubation](#)



D4 instruks: Dok.id.: 484701

Kræver fantomet instruktør? Nej.

Intubationstræner (Laerdal Airway Management trainer)



Placering: Plejeseng i Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Alle intubationsteknikker. Hvis tænder i overmundens rammer, afgives et auditivt signal. Fantomet kan præpareres til at kaste op under intubationsforsøg.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	
Anæstesi Læger,	X
Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	X
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?


Dele af procedure Endotrachela tube max. str. 8, Larynxmaske max. 4, Nasal airway max. str. 6, Glidemiddel, Stilette, Laryngoscop, evt . McGrath video laryngoscop, 10 ml sprøjte.

Hele procedure Endotrachela tube max. str. 8, Larynxmaske max. 4, Nasal airway max. str. 6, Glidemiddel, Stilette, Laryngoscop, evt . McGrath video laryngoscop, 10 ml sprøjte og usterile handsker.

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes på fantomet?: Tuber større end str. 8 og Larynxmasker større end str. 4., Nasal airway større end str.6, samt intubering uden glidemiddel.

Videovejledning: [Endotracheal intubation](#)



D4 instruks: [Dok.id.: 484701](#)

Kræver fantomet instruktør? Ja, hvis man ønsker at simulere opkastning.

Intubations og tracheostomi træner (Deluxe Difficult Airway Trainer)



Placering: Plejeseng i Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Alle intubationsteknikker, dilatationstracheostomi. Det er muligt at puste tungen op for at simulere obstruktion af luftveje.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	
Anæstesi Læger,	X
Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	X
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Endotracheal tube str. 8, Mini trach., Larynxmaske str. 3 og 4, Glidemiddel, Stilette, Laryngoscop, evt. McGrath video laryngoscop, 10 ml sprøjte. Sæt til dilatationstracheostomi, Trousseau tracheal dilatator, 2 Peaner

Hele procedure Endotracheal tube str. 8, Larynxmaske str. 3 og 4, Glidemiddel, Stilette, Procedurebakke til dilatationstracheostomi.

Hvilke remedier skal du selv medbringe: Procedurebakke til dilatationstracheostomi.

Hvad må ikke anvendes på fantomet?: Tuber større end str. 8 og Larynxmasker større end str. 4., samt intubering uden glidemiddel.

Videovejledning: [Endotracheal intubation](#)



D4 instruks: [Dok.id.: 484701](#)

[Dok.id.: 226808](#) (Anæstesi afd – dilatationstracheostomi)

Kræver fantomet instruktør? Ja, hvis man vil lave dilatationstracheostomi.

Tracheostomitræner (The Smiths Medical Tracheostomi Head)



Placering: Plejeseng i Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Dilatations tracheostomi.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, Medicinske Læger Abd. Kir. Læger Ort. Kir. Læger Pæd. Læger Gyn. Læger Akut Læger Anæstesi Læger, X Sygeplejersker generelt Pæd. Sygeplejersker Akut Sygeplejersker Anæstesi Sygeplejersker, X Intensiv Sygeplejersker, Jordemoder Bioanalytiker Social-og Sundhedsassistenter Serviceassistenter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Diætister Hjertestops team
-----------------------	---

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Sæt til dilatationstracheostomi, Mini trach., Trousseau tracheal dilatator, 2 Peaner

Hele procedure Sæt til dilatationstracheostomi, Mini trach., Sterile handsker, Sprit, Steril kittel, Forbinding/underlag og bændel til tracheostomi tube,

Hvilke remedier skal du selv medbringe: Mini trach., Sæt til dilatationstracheostomi, Sterile handsker, Steril kittel, Forbinding/underlag og bændel til tracheostomitube,

Hvad må ikke avendes på fantomet?:

Videovejledning:

D4 instruks: [Dok.id.: 226808](#) (Anæstesi afd – dilatationstracheostomi)

Kræver fantomet instruktør? Ja lægefaglig, hvis man vil lave dilatationstracheostomi.

Lungedræn og trykpneumothorax træner (Chest Drain and Needle Decompression Trainer)



Placering: Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Dekompression af trykpneumothorax, Ultralydsvejledt anlæggelse af lungedræn (Seldingers type) og indsættelse af kanyler, Ultralydsgenkendelse af bryststrukturer, Anlæggelse af lungedræn, Suturering af dræn til brystet.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Læger generelt,	
Medicinske Læger	
X Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
X Akut Læger	
X Anæstesi Læger,	
Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Kanyle 14 gauge, Sprøjte 20 ml, Ultralydsscanner,

Hele procedure	Kanyle 14 gauge, Sprit, Sprøjte 20 ml, Ultralydsscanner; Procedurebakke til pleuradræn anlæggelse, Lungedræn kassette,
----------------	--

Hvilke remedier skal du selv medbringe Procedurebakke til pleuradræn anlæggelse,
Lungedræn kassette,

Hvad må ikke avendes på fantomet?: Plastre og der må kun foretages indgreb de relevante steder på fantomet.

Videovejledning: [Mulige anvendelser af fantomet.](#)

Vejledning trykpneumothorax.



D4 instruks: Dok.id.: 301888 (Anæstesi afd.)

Kræver fantomet instruktør? Ja, lægefaglig.

Suturtræner (Skin Pad)



Placering: Jalousiskab i Uddannelses lab. (mødelokale).

Hvad kan trænes?: Kirurgisk suturering. Fantomet giver en realistisk hudmodstand ved suturering.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, Medicinske Læger	Abd. Kir. Læger	Ort. Kir. Læger	Pæd. Læger	Gyn. Læger	Akut Læger	Anæstesi Læger,	Sygeplejersker generelt	Pæd. Sygeplejersker	Akut Sygeplejersker	Anæstesi Sygeplejersker,	Intensiv Sygeplejersker,	Jordemoder	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
	X	X	X		X		X						X							

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Sutursæt, Suturnål

Hele procedure Sutursæt, Suturnål, Sprit, Afdækning, Sterile handsker.

Hvilke remedier skal du selv medbringe?: Afdækning.

Hvad må ikke avendes på fantomet?:

Videovejledning:

D4 instruks:

Kræver fantomet instruktør? Nej.

Placering: Debriefingrum 2 – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Oftalmoskopi – desværre sidder der kun 2 ”dias” i fantomet, som der kan oftalmoskoperes på.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
✕ Læger generelt,	
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	
Anæstesi Læger,	
Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure	Oftalmoskop
1. Indledning	
2. Anamnese	
3. Undersøgelse	
4. Behandling	
5. Opfølgning	
6. Dokumentation	
7. Kommunikation	
8. Samarbejde	
9. Samarbejde	
10. Samarbejde	
11. Samarbejde	
12. Samarbejde	
13. Samarbejde	
14. Samarbejde	
15. Samarbejde	
16. Samarbejde	
17. Samarbejde	
18. Samarbejde	
19. Samarbejde	
20. Samarbejde	
21. Samarbejde	
22. Samarbejde	
23. Samarbejde	
24. Samarbejde	
25. Samarbejde	
26. Samarbejde	
27. Samarbejde	
28. Samarbejde	
29. Samarbejde	
30. Samarbejde	
31. Samarbejde	
32. Samarbejde	
33. Samarbejde	
34. Samarbejde	
35. Samarbejde	
36. Samarbejde	
37. Samarbejde	
38. Samarbejde	
39. Samarbejde	
40. Samarbejde	
41. Samarbejde	
42. Samarbejde	
43. Samarbejde	
44. Samarbejde	
45. Samarbejde	
46. Samarbejde	
47. Samarbejde	
48. Samarbejde	
49. Samarbejde	
50. Samarbejde	
51. Samarbejde	
52. Samarbejde	
53. Samarbejde	
54. Samarbejde	
55. Samarbejde	
56. Samarbejde	
57. Samarbejde	
58. Samarbejde	
59. Samarbejde	
60. Samarbejde	
61. Samarbejde	
62. Samarbejde	
63. Samarbejde	
64. Samarbejde	
65. Samarbejde	
66. Samarbejde	
67. Samarbejde	
68. Samarbejde	
69. Samarbejde	
70. Samarbejde	
71. Samarbejde	
72. Samarbejde	
73. Samarbejde	
74. Samarbejde	
75. Samarbejde	
76. Samarbejde	
77. Samarbejde	
78. Samarbejde	
79. Samarbejde	
80. Samarbejde	
81. Samarbejde	
82. Samarbejde	
83. Samarbejde	
84. Samarbejde	
85. Samarbejde	
86. Samarbejde	
87. Samarbejde	
88. Samarbejde	
89. Samarbejde	
90. Samarbejde	
91. Samarbejde	
92. Samarbejde	
93. Samarbejde	
94. Samarbejde	
95. Samarbejde	
96. Samarbejde	
97. Samarbejde	
98. Samarbejde	
99. Samarbejde	
100. Samarbejde	

Hele procedure	Oftalmoskop
1. Inform patient about procedure 2. Explain purpose of examination 3. Obtain patient consent 4. Position patient 5. Perform examination 6. Document findings 7. Provide patient feedback 8. Clean equipment	1. Prepare patient 2. Select appropriate filter 3. Position patient 4. Perform examination 5. Document findings 6. Clean equipment

Hvilke remedier skal du selv medbringe?:

Hvad må ikke avendes på fantomet?:

Videovejledning: [Oftalmoskopi](#)



D4 instruks:

Kræver fantomet instruktør? Nej.

Otoskopitræner



Placering: Debriefingrum 2 – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Otokopi. Der kan vælges forskellige trommehinder at lave otoskopi på.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	X
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	
Anæstesi Læger,	
Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Otokop

Hele procedure Otokop

Hvilke remedier skal du selv medbringe?:

Hvad må ikke anvendes på fantomet?:


Videovejledning: [Otokopi](#)



D4 instruks:

Kræver fantomet instruktør? Nej.

Nerveblok ultralydstræner (Nottingham Ultrasound Nerve Block trainer)



Placering: Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Placering af nål vha. ultralyd, genkendelse af strukturer (kar og nerver) vha. ultralyd.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, Medicinske Læger Abd. Kir. Læger Ort. Kir. Læger Pæd. Læger Gyn. Læger Akut Læger Anæstesi Læger, X	Sygeplejersker generelt Pæd. Sygeplejersker Akut Sygeplejersker Anæstesi Sygeplejersker, Intensiv Sygeplejersker,	Jordemoder	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
-----------------------	---	---	------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-----------------	----------------	-----------	------------------

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Ultralydsscanner, Procedurebakke til anlæggelse af nerve blok

Hele procedure Ultralydsscanner, Procedurebakke til anlæggelse af nerve blok

Hvilke remedier skal du selv medbringe?: Procedurebakke til anlæggelse af nerve blok.

Hvad må ikke avendes på fantomet?: Der må ikke injiceres væske i fantomet.

Videovejledning:

D4 instruks:

Kræver fantomet instruktør? Ja, lægefaglig.

Intern Jugularis Ultralydstræner (Ultrasound Internal Jugular Training Model)



Placering: Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Placering af nål eller centralt venekateter vha. ultralyd, Genkendelse af kar vha. ultralyd.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, Medicinske Læger Abd. Kir. Læger Ort. Kir. Læger Pæd. Læger Gyn. Læger Akut Læger Anæstesi Læger, X	Sygeplejersker generelt Pæd. Sygeplejersker Akut Sygeplejersker Anæstesi Sygeplejersker, Intensiv Sygeplejersker,	Jordemoder	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
-----------------------	---	---	------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-----------------	----------------	-----------	------------------

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Ultralydsscanner, Nål gauge 18 - 21 og Sprøjte til indstik, CVK max. fr 7.

Hele procedure Ultralydsscanner, Procedurebakke til CVK anlæggelse.

Hvilke remedier skal du selv medbringe?: CVK, Procedurebakke til CVK anlæggelse.

Hvad må ikke anvendes på fantomet?: Der må ikke injiceres væske i fantomet, Nål større end gauge 18., CKK større end fr. 7.

Videovejledning:

D4 instruks:

Kræver fantomet instruktør? Ja, lægefaglig.

SIMULATORER:

Genoplivning, basal og anvendelse af AED (RQI – Resuscitation Quality Improvement)



Placering: 1 stk. i Øvelokale HLR og 1. stk. der cirkulere på afdelinger.

Hvad kan trænes?: Basal hjertelungeredning på spædbarn og voksen, samt anvendelse af AED på voksen. Herunder certificering i basal HLR og anvendelse af AED.

OBS: Der kan kun trænes på de funktioner ens ansættelse giver adgang til.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

X	Alle personalegrupper
	Læger generelt,
	Medicinske Læger
	Abd. Kir. Læger
	Ort. Kir. Læger
	Pæd. Læger
	Gyn. Læger
	Akut Læger
	Anæstesi Læger,
	Sygeplejersker generelt
	Pæd. Sygeplejersker
	Akut Sygeplejersker
	Anæstesi Sygeplejersker,
	Intensiv Sygeplejersker,
	Jordemoder
	Bioanalytiker
	Social-og Sundhedsassistenter
	Serviceassistenter
	Fysioterapeuter
	Ergoterapeuter
	Diætister
	Hjertestops team

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure AED, ventilationsballon voksen/barn

Hele procedure AED, ventilationsballon voksen/barn

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes på simulatoren?: Plastre

Videovejledning: Ligger på PC'en når man er logget på.

D4 instruks: dok.id.:504037


Kræver simulatoren instruktør? Nej, der er vejledninger på PC'en når man logger på.

Genoplivning, basal og avanceret (Resusci Anne Q CPR)



Placering: 1 stk. i Plejeseng i Træningssal og 2 stk i transportkasse i Træningssal

Hvad kan trænes?: Basal og avanceret genoplivning. Resusci Anne Q CPR kan kommunikere med appen "Q CPR Training" på mobiltelefon give feedback i realtid og til debriefing. Ved anvendelse af ShockLink kan man anvende defibrillator. ShockLink kræver appen "ShockLink" for at kunne styre hjerterytmer.



Android:



Apple:



Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, Medicinske Læger Abd. Kir. Læger Ort. Kir. Læger Pæd. Læger Gyn. Læger Akut Læger Anæstesi Læger, Sygeplejersker generelt Pæd. Sygeplejersker Akut Sygeplejersker Anæstesi Sygeplejersker, Intensiv Sygeplejersker, Jordemoder Bioanalytiker Social-og Sundhedsassistenter Serviceassistenter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Diætister Hjertestops team
X	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure AED, Defibrillator med tilslutning af ShockLink

Hele procedure AED, Defibrillator med tilslutning af ShockLink

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke avendes på simulatoren?: Plastre

Videovejledning:

D4 instruks: [dok.id.: 504037](https://dok.id.:504037)

[dok.id.: 504041](https://dok.id.:504041)


Kræver simulatoren instruktør? Da der er mange delementer, der skal være styr på, er det en fordel at have instruktør på. Hvis man ønsker at anvende ShockLink, bør der være instruktør.

Genoplivning, barn (Resusci Junior QCPR)



Placering: 1 stk. i Træningssal i barneseng

Hvad kan trænes?: Basal og avanceret genoplivning. Resusci Junior QCPR kan kommunikere med appen "QCPR Training" på mobiltelefon give feedback i realtid og til debriefing.



Android:



Apple:



Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, Medicinske Læger	Abd. Kir. Læger	Ort. Kir. Læger	Pæd. Læger	Gyn. Læger	Akut Læger	Anæstesi Læger,	Sygeplejersker generelt	Pæd. Sygeplejersker	Akut Sygeplejersker	Anæstesi Sygeplejersker,	Intensiv Sygeplejersker,	Jordemoder	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
	X			X		X	X		X	X	X	X				X				

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure

Hele procedure

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes på simulatoren?: Plastre

Videovejledning:

D4 instruks:


Kræver simulatoren instruktør? Nej

Genoplivning, baby (Resusci Baby Q CPR med luftvejshåndterings)



Placering: Læringslab. depot – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Basal og avanceret genoplivning. Resusci Anne baby QCPR kan kommunikere med appen "QCPR Training" på mobiltelefon give feedback i realtid og til debriefing, luftvejshåndtering (anlæggelse af ET-tube (str 1), i-Gel (str 1)).



Android:



Apple:



Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	
X Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
X Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
X Akut Læger	
X Anæstesi Læger,	
Sygeplejersker generelt	
X Pæd. Sygeplejersker	
X Akut Sygeplejersker	
X Anæstesi Sygeplejersker,	
X Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
X Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure	Intubations udstyr og glidemiddel
-------------------	-----------------------------------

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke avendes på simulatoren?: Plastre

Videovejledning:

D4 instruks:

Kræver simulatoren instruktør? Nej

LUCAS 3, og Basal genoplivning (Ambu ManClassic og LUCAS 3)



Placering: Plejeseng i Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Påsætning og aktivering af LUCAS 3. Herudover giver Ambu Man Basic mulighed for at træne basal HLR med direkte feedback via visuel skærm.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	
Anæstesi Læger,	
Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	X

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure LUCAS 3 – påsætning af enkeltperson

Hele procedure LUCAS 3 – påsætning under HLR procedure.

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke avendes på simulatoren?: Plastre

Videovejledning:

D4 instruks: [Dok.id.: 347763](#) (anæstesi afd.)

[Dok.id.: 398630](#) (præhospitalt center)

Kræver simulatoren instruktør? Ja.

Luftvejshåndtering, avanceret - Scenarietræning (SimMan Classic)



Placering: Plejeseng i Sim. Lab. 1 – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Primært træning i avanceret luftvejshåndtering. Scenarietræning. Fantomet kan simulere: hævet tunge, pharynx obstruktion, larynx spasmer, bider sammen, cervikal immobilitet, tryk pneumothorax, Hjerterytmer, palpering af puls ve hånd og begge lyske, stetoskopi af hjerte/lunge/tarm. Vitale værdier kan vises på tilhørende skærm.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt,	
	Medicinske Læger	
	Abd. Kir. Læger	
	Ort. Kir. Læger	
	Pæd. Læger	
	Gyn. Læger	
	Akut Læger	
	Anæstesi Læger,	X
	Sygeplejersker generelt	
	Pæd. Sygeplejersker	
	Akut Sygeplejersker	
	Anæstesi Sygeplejersker,	X
	Intensiv Sygeplejersker,	
	Jordemoder	
	Bioanalytiker	
	Social-og Sundhedsassistenter	
	Serviceassistenter	
	Fysioterapeuter	
	Ergoterapeuter	
	Diætister	
	Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Intubations udstyr og glidemiddel

Hele procedure Intubations udstyr, glidemiddel og usterile handsker.

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes på simulatoren?: Plastre

Videovejledning:

D4 instruks: [Dok.id.: 252383](https://dok.id.:252383) (anæstesi afd.)

Kræver simulatoren instruktør? Ja

Genoplivning voksen, avanceret - Scenarietræning (Resusci Anne Simulator)



Placering: 1 stk. på plejeseng i Sim. Lab. 1. og 1 stk. i Læringslab. depot.

Hvad kan trænes?: Avanceret hjertelungeredning, herunder intubation. Der kan simuleres diverse hjerterytmer via SimPad PLUS og vitale værdier kan vises på tilhørende skærm.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	
Medicinske Læger	X
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	X
Anæstesi Læger,	X
Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	X
Anæstesi Sygeplejersker,	X
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	X

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Intubations udstyr og glidemiddel, Defibrillator

Hele procedure Intubations udstyr og glidemiddel, Defibrillator og hjertestops medicin.

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes på simulatoren?: Plastre.

Videovejledning:

D4 instruks: [Dok.id.: 504041](https://dok.id.:504041)

Kræver simulatoren instruktør? Ja

Genoplivning barn, avanceret - Scenarietræning (Laerdal Megacode Kid)



Placering: Plejeseng i Sim. Lab. 1. – 1. stk. og 1 stk. i Læringslab. depot

Hvad kan trænes?: Avanceret hjertelungeredning, herunder intubation på barn (Megacode Kid sv.t et 6. årigt barn). Der kan simuleres diverse hjerterytmer via SimPad PLUS.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt,	
	Medicinske Læger	X
	Abd. Kir. Læger	
	Ort. Kir. Læger	
	Pæd. Læger	X
	Gyn. Læger	
	Akut Læger	X
	Anæstesi Læger,	X
	Sygeplejersker generelt	
	Pæd. Sygeplejersker	X
	Akut Sygeplejersker	X
	Anæstesi Sygeplejersker,	X
	Intensiv Sygeplejersker,	X
	Jordemoder	
	Bioanalytiker	
	Social-og Sundhedsassistenter	
	Serviceassistenter	
	Fysioterapeuter	
	Ergoterapeuter	
	Diætister	
	Hjertestops team	X

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Intubations udstyr og glidemiddel, Defibrillator

Hele procedure Intubations udstyr og glidemiddel, Defibrillator, Usterile handsker og hjertestops medicin.

Hvilke remedier skal du selv medbringe: Oraltube til barn.

Hvad må ikke avendes på simulatoren?: Plastre.

Videovejledning:

D4 instruks: [Dok.id.: 504055](https://dok.id.:504055)

Kræver simulatoren instruktør? Ja

Genoplivning nyfødt, avanceret - Scenarietræning (Sim baby classic)



Placering: Læringslab. depot. – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Avanceret hjertelungeredning af nyfødt, herunder intubation og anlæggelse af navlevene kateter på nyfødt. Der kan simuleres diverse hjerterytmer, cyanose af området ved mund via SimPad PLUS. Vitale værdier kan vises på tilhørende skærm. Scenarietræning.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, Medicinske Læger	Abd. Kir. Læger	Ort. Kir. Læger	Pæd. Læger	Gyn. Læger	Akut Læger	Anæstesi Læger,	Sygeplejersker generelt	Pæd. Sygeplejersker	Akut Sygeplejersker	Anæstesi Sygeplejersker,	Intensiv Sygeplejersker,	Jordemoder	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
	X			X		X	X		X	X	X	X								X

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Intubations udstyr og glidemiddel, Defibrillator, Navlevenekateter

Hele procedure Intubations udstyr og glidemiddel, Defibrillator og hjertestops medicin.
Navlevene kateter og remedier til dette.

Hvilke remedier skal du selv medbringe: Hjertestopsmedicin. Navlevenekateter og remedier til dette.

Hvad må ikke anvendes på simulatoren?: Plastre.

Videovejledning:

D4 instruks: [Dok.id.: 504055](https://dok.id.:504055)

Kræver simulatoren instruktør? Ja

Obstrueret luftvej, baby (Baby Anne)



Placering: Plejeseng i Sim. Lab 1. – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Træning i frie luftveje, Hjertemassage, Afhjælpning af fremmedlegeme i luftveje.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	X
Gyn. Læger	
Akut Læger	X
Anæstesi Læger,	X
Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	X
Akut Sygeplejersker	X
Anæstesi Sygeplejersker,	X
Intensiv Sygeplejersker,	X
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Prop til at blokere luftvej

Hele procedure Prop til at blokere luftvej

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes på simulatoren?: Plastre

Videovejledning:

D4 instruks:

Kræver simulatoren instruktør? Nej

A newborn baby is lying on its back on a white surface. The baby's mouth is wide open, and a small, light-colored wooden stick is placed in its mouth. The baby is wearing a white cap with the word 'Prenatal' visible on it. The baby's arms and legs are spread out to the sides.

- **Hvad kan trænes?:** Anlæggelse af ET-tube, Sellick-manøvre, Ventilation med positivt tryk, Intubation af højre hovedbronchus, Sugning, Anlæggelse af OG/NG-sonde, Realistiske kompressioner, navlestreng med venøs og arteriel adgang for bolus eller infusion, Simuleret tilbageløb af blod efter kanylering af vena umbilicalis, Perifer IV-adgang (kun tørre åbninger) og Auskultation af lungelyde under ventilation

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
X Pæd. Læger	
X Gyn. Læger	
X Akut Læger	
X Anæstesi Læger,	
Sygeplejersker generelt	
X Pæd. Sygeplejersker	
X Akut Sygeplejersker	
X Anæstesi Sygeplejersker,	
X Intensiv Sygeplejersker,	
X Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Dele af procedure	Laryngoscope, ET-tube (o/oo), PVK (24 GA), OG/NG sonde (6 – 6,5 Fr), Umbilikal kateter (3,5 Fr arteiel, 5 Fr venøs)
-------------------	--

Kræver simulatoren instruktør? Nej

Side 45 af 78

Plejeprocedure – kvinde/mand (Nursing Anne Simulator)



Placering: Plejeseng i Sim. Lab. 2 – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Dukken giver mulighed for at træne mange former for pleje procedurer. F.eks. mundhygiejne, sengevask, kateterpleje, stomipleje, tracheostomipleje, pleje omkr. CVK, PVK. Mannequinen kan tilsluttes Laerdals SimPad og Overvågningsskærm, hvilket bl.a giver mulighed for at vise og styrer basale værdier. Mannequinen er placeret i plejeseng. "Skind" på hoved og krop kan skiftes så mannequinen både kan være kvinde og mand.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt,	Medicinske Læger	Abd. Kir. Læger	Ort. Kir. Læger	Pæd. Læger	Gyn. Læger	Akut Læger	Anæstesi Læger,	Sygeplejersker generelt	Pæd. Sygeplejersker	Akut Sygeplejersker	Anæstesi Sygeplejersker,	Intensiv Sygeplejersker,	Jordemoder	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
	X								X		X	X	X	X		X	X	X	X		

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Remedier ift. de procedure man ønsker at træne.

Hele procedure Remedier ift. de procedure man ønsker at træne.

Hvilke remedier skal du selv medbringe: Remedier ift. de procedure man ønsker at træne.

Hvad må ikke anvendes på simulatoren?:

Videovejledning:

D4 instruks:

Kræver fantomet instruktør? Ja

Genoplivning, basal (BRAYDEN Pro)



Placering: Depot – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Basal genoplivning. Simulatoren giver visuelt feedback ifm. af rødt lys, alt efter hvor god hjertemassage der gives. Via bluetooth kan man koble simulatoren til Brayden Pro app på sin mobiltelefon og få data omkring den hjertelungeredning, man udfører.



Android:



Apple:



Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

X	Alle personalegrupper									
	Læger generelt,									
	Medicinske Læger									
	Abd. Kir. Læger									
	Ort. Kir. Læger									
	Pæd. Læger									
	Gyn. Læger									
	Akut Læger									
	Anæstesi Læger,									
	Sygeplejersker generelt									
Pæd. Sygeplejersker										
Akut Sygeplejersker										
Anæstesi Sygeplejersker,										
Intensiv Sygeplejersker,										
Jordemoder										
Bioanalytiker										
Social-og Sundhedsassistenter										
Serviceassistenter										
Fysioterapeuter										
Ergoterapeuter										
Diætister										
Hjertestops team										

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure

Hele procedure

Hvilke remedier skal du selv medbringe: Mobiltelefon og downloadning af Brayden Pro app.

Hvad må ikke anvendes på simulatoren?: Plastre, defibrillator.

Videovejledning:

D4 instruks: [Dok.id.: 504041](https://dok.id.:504041)

Kræver simulatoren instruktør? Nej

Laporaskopi (LAP Mentor III)



Placering: Centralt i Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Laporaskopiske procedure indenfor Abd. Kir. og Gynækologi. Man skal oprettes i simulatoren for at træne.

Simulatoren indeholder følgende procedurer, der kan trænes:

- Basis skills i håndtering af instrumenterne.
- Lab. Chol., Appendectomi, Hysterectomi, vaginal Cuff Closure.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt,	Medicinske Læger	Abd. Kir. Læger	Ort. Kir. Læger	Pæd. Læger	Gyn. Læger	Akut Læger	Anæstesi Læger,	Sygeplejersker generelt	Pæd. Sygeplejersker	Akut Sygeplejersker	Anæstesi Sygeplejersker,	Intensiv Sygeplejersker,	Jordemoder	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
			X			X															

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure De remedier der tilhører simulatoren.

Hele procedure De remedier der tilhører simulatoren.

Hvad må ikke anvendes på simulatoren?: Alt andet end ovenstående.

Hvordan trænes?: Instruktør opretter personen som skal træne i simulatoren, og vejleder personen i brugen af denne.

Videovejledning: Der ligger flere lærings video i simulatoren, der gennemgår de forskellige procedure.

D4 instruks:

Kræver simulatoren instruktør? Ja – lægefaglig, som er uddannet på simulatoren.

Artroskopi af knæ og skulder (Arthro mentor)



Placering: Centralt i Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Knæ og Skulder artroskopi. Man skal oprettes i simulatoren for at træne. Simulatoren indeholder følgende procedurer, der kan trænes:

- Basis skills i håndtering af kamera og instrument.
- Knæ – den raske anatomi.
- Knæ – diagnostik af forskellige patologiske cases.
- Knæ - menisk procedurer.
- Knæ – opgaver knæprocedure.
- Skulder – Labral procedurer.
- Skulder - diagnostik af forskellige patologiske cases.
- Skulder – terapeutiske procedurer.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, Medicinske Læger Abd. Kir. Læger Ort. Kir. Læger Pæd. Læger Gyn. Læger Akut Læger Anæstesi Læger, Sygeplejersker generelt Pæd. Sygeplejersker Akut Sygeplejersker Anæstesi Sygeplejersker, Intensiv Sygeplejersker, Jordemoder Bioanalytiker Social-og Sundhedsassistenter Serviceassistenter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Diætister Hjertestops team
	X

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure De remedier der tilhører simulatoren.

Hele procedure De remedier der tilhører simulatoren.

Hvad må ikke avendes på fantomet?: Alt andet end ovenstående.

Videovejledning: Der ligger flere lærings video i simulatoren, der gennemgår de forskellige procedure.

Kræver simulatoren instruktør? Ja – lægefaglig, som er uddannet på simulatoren.

Skopi, gastro og colo (GI mentor)



Placering: Centralt i Træningssal – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Diverse procedurer i skopi, oralt og rektalt. Man skal oprettes i simulatoren for at træne.

Simulatoren indeholder følgende procedurer, der kan trænes:

- Basis færdigheder i håndtering af skopet.
- Kliniske procedurer vedr. Coloskopi og Gastroskopi, herunder ERCP og akut ventrikelblødning.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt,	Medicinske Læger	Abd. Kir. Læger	Ort. Kir. Læger	Pæd. Læger	Gyn. Læger	Akut Læger	Anæstesi Læger,	Sygeplejersker generelt	Pæd. Sygeplejersker	Akut Sygeplejersker	Anæstesi Sygeplejersker,	Intensiv Sygeplejersker,	Jordemoder	Bioanalytiker	Social-og Sundhedsassistenter	Serviceassistenter	Fysioterapeuter	Ergoterapeuter	Diætister	Hjertestops team
	X	X																			

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure De remedier der tilhører simulatoren.

Hele procedure De remedier der tilhører simulatoren.

Hvad må ikke anvendes på simulatoren?: Alt andet end ovenstående

Videovejledning:

Kræver simulatoren instruktør? Ja – lægefaglig, som er uddannet på simulatoren.

UDSTYR TIL ANV. IFM. FANTOMER OG SIMULATORER:

SimPad PLUS



Placering: Sim. Lab. 1 – 1. stk. og 4 stk. i depot

Anvendelse: Til styring af diverse muligheder på Nursing Anne, Nursing Anne Simulator, Nursing Anne Simulator Geriatric, Resusci Anne Simulator, Mega code kid, Sim baby classic og ShockLink.

Kan desuden anvendes uden dukker sammen med en ”tablet-monitor”, hvis man anvender figuranter.

Defibrillator (LifePak 20e)



Placering: Sim. Lab. 1 – 2. stk.

Anvendelse: Træning af avanceret hjertelunge redning på mannequiner – forudsætter anvendelse af ShockLink.

Defibrillator (HeartStart FRx Trainer)



Placering: Øvelokale HLR – 1. stk. og 2 stk i Læringslab. depot.

Anvendelse: Træning i anvendelse af AED på både voksne og børn. Der ligger forskellige scenarier i, således at HLR kan øves på mannequin.

Defibrillator (AED trainer 3)



Placering: træningssalen – 1. stk. og 2 stk. i Læringslab. depot.

Anvendelse: Træning i anvendelse af AED på både voksne og børn. Der ligger forskellige scenarier i, således at HLR kan øves på mannequin.

ShockLink



Placering: Sim. Lab. 1 – 2. stk. og 3. stk. i Læringslab. depot.


Anvendelse: Giver mulighed for at anvende rigtige defibrillatorer på mannequiner. ShockLink kan anvendes med medfølgende fjernbetjening, SimPad PLUS eller via ShockLink app til mobiltelefoner.



Android:



Apple:



Ultralydsscanner (Sonosite iLook)




Placering: Træningssal – 1. stk.

Anvendelse: Ultralydsscanner til bl.a vaskulære adgange.

Obs: Batteriet er "dødt" og scanneren kræver derfor tilslutning til el nettet.

Bronchoskopi (Ambu aScope)



Placering: Træningssal – 1. stk.

Anvendelse: Bronkoskopi

IO-boremaskine (G3 Power Driver for EZ-IO)



Placering: Træningssal – 2. stk. og 2 stk Læringslab. depot

Anvendelse: Anlæggelse af IO-kanyler

Video Laryngoscope (i-view)



Placering: Trolley i Sim. Lab. 1 – 1. stk. og 1 stk. Træningssalen og depot

Anvendelse: Intubation

ANDET:

UV lyskasse til træning af korrekt udført håndhygiejne



Placering: Debriefingrum 1. – 2. stk.

Hvad kan trænes?: Tjek af, om man ved håndhygiejne har vasket hænderne korrekt.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, Medicinske Læger Abd. Kir. Læger Ort. Kir. Læger Pæd. Læger Gyn. Læger Akut Læger Anæstesi Læger, Sygeplejersker generelt Pæd. Sygeplejersker Akut Sygeplejersker Anæstesi Sygeplejersker, Intensiv Sygeplejersker, Jordemoder Bioanalytiker Social-og Sundhedsassistenter Serviceassistenter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Diætister Hjertestops team
X	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Glitterbug

Hele procedure Glitterbug

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes?:

Videovejledning:

D4 instruks: [Dok.id.:536817](https://dok.id.:536817)

Kræver udstyret instruktør? Nej

Ultralydsapparat (GE Vivid E9) m. kardiologisk prober



Placering: Sim. Lab. 2 – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Kardiovaskulær ultralydsundersøgelse

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Læger generelt,	
X Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
X Akut Læger	
X Anæstesi Læger,	
Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
Fysioterapeuter	
Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Ultralydsgel og figurant

Hele procedure Ultralydsgel og figurant

Hvilke remedier skal du selv medbringe: figurant

Hvad må ikke avendes?:

Videovejledning:

D4 instruks:

Kræver udstyret instruktør? Der er en fordel at have person med der kan instruere i brugen.

Høj gangvogn (TOPRO Taurus E Premium elektrisk gangbord)



Placering: Gang udenfor Sim.lab. 2. – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Forflytning og gang med høj gangvogn

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Læger generelt,	
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	
Anæstesi Læger,	
X Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
X Social-og Sundhedsassistenter	
X Serviceassistenter	
X Fysioterapeuter	
X Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?


Dele af procedure Dagligdagslivet - Enkelt persons simulation

Hele procedure	Forflytning/Mobilisering – Flere personer og plejeseng.
----------------	---

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke avendes?:

Videovejledning:



Sådan bruger du en høj gangvogn

D4 instruks:

Kræver udstyret instruktør? Der er en fordel at have person med der kan instruere i brugen.

Mobil lift (Ulisse elektrisk person lift)



Placering: Gang udenfor Sim.lab. 2. – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Forflytning med person lift

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Læger generelt,	
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	
Anæstesi Læger,	
X Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
X Social-og Sundhedsassistenter	
X Serviceassistenter	
X Fysioterapeuter	
X Ergoterapeuter	
Dietister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Dagligdagslivet - Enkelt persons simulation

Hele procedure Forflytning/Mobilisering – Flere personer og plejeseng.

Hvilke remedier skal du selv medbringe:


Hvad må ikke avendes?:

Videovejledning:

D4 instruks:

Kræver udstyret instruktør? Der er en fordel at have person med der kan instruere i brugen.

Tryk monitor (XSENSOR ForeSite SS)



Placering: Depot - 1 tablet, 1 sidde sensor, 1 madras sensor

Hvad kan trænes?: Visualisering af steder som er udsatte for tryksår

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	
Anæstesi Læger,	
Sygeplejersker generelt	X
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	X
Serviceassistenter	X
Fysioterapeuter	X
Ergoterapeuter	X
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Stol, Kørestol, Seng, leje etc., samt figurant

Hele procedure Forflytning/Mobilisering – Flere personer og plejeseng.

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes?:

Videovejledning:

D4 instruks:

[Trykskader/tryksår – risikovurd. og sårklassifikation – voksne fra 18 år Dok.id. 494724](#)

[Trykskader/tryksår – risikovurdering og forebyggelse – børn og unge 0 – 18 år Dok.id 689307](#)

Kræver udstyret instruktør? Ja, der skal oplæres i brugen.

Subbandage trykmåler (Juzo Pressure Monitor)



Placering: Depot. – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Anlæggelse af kompressionsforbinding med korrekt tryk

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	
Anæstesi Læger,	
X Sygeplejersker generelt	
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
X Social-og Sundhedsassistenter	
Serviceassistenter	
X Fysioterapeuter	
X Ergoterapeuter	
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Kompressionsforbinding og figurant


Hele procedure Kompressionsforbinding og figurant

Hvilke remedier skal du selv medbringe: Kompressionsforbinding og figurant

Hvad må ikke avendes?:

Videovejledning: Ikke i anvendelse af trykmåleren, men i anlæggelse af

[Coban 2 kompressionsforbinding](#) og [Kompressionsstrømpe](#)



D4 instruks: "Kompressionbandager, anlæggelse af" - dok. nr. 494746

Kræver udstyret instruktør? Ja, der skal oplæres i brugen.

Adipositas simulering, kvinde



Placering: Læringslab. depot. – 1. stk.

Hvad kan trænes?: Simulation af de udfordringer dagligdagslivet som overvægtig kan give. Træning af forflytning/mobilisering af overvægtige personer.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
Læger generelt,	X
Medicinske Læger	
Abd. Kir. Læger	
Ort. Kir. Læger	
Pæd. Læger	
Gyn. Læger	
Akut Læger	
Anæstesi Læger,	
Sygeplejersker generelt	X
Pæd. Sygeplejersker	
Akut Sygeplejersker	
Anæstesi Sygeplejersker,	
Intensiv Sygeplejersker,	
Jordemoder	
Bioanalytiker	
Social-og Sundhedsassistenter	X
Serviceassistenter	X
Fysioterapeuter	X
Ergoterapeuter	X
Diætister	
Hjertestops team	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Dagligdagslivet - Enkelt persons simulation

Hele procedure Forflytning/Mobilisering – Flere personer og plejeseng.

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes?:

Videovejledning: [Anvendelse af dragten](#)



D4 instruks:

Kræver dragten instruktør? Nej

Side 65 af 78

Cannabis/Hashbrille



Placering: Debriefingrum 1. – 2. stk.

Hvad kan trænes?: Nogle af bivirkningerne ved indtagelse af hash. F.eks. nedsat koordinerings- og reaktionsevne.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

X	Alle personalegrupper	Læger generelt, Medicinske Læger Abd. Kir. Læger Ort. Kir. Læger Pæd. Læger Gyn. Læger Akut Læger Anæstesi Læger, Sygeplejersker generelt Pæd. Sygeplejersker Akut Sygeplejersker Anæstesi Sygeplejersker, Intensiv Sygeplejersker, Jordemoder Bioanalytiker Social-og Sundhedsassistenter Serviceassistenter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Diætister Hjertestops team
---	-----------------------	---

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Enkelt persons simulation

Hele procedure

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes?:

Videovejledning:

D4 instruks:

Kræver brillen instruktør? Nej

Promillebrille



Placering: Debriefingrum 1. – 2. stk.

Hvad kan trænes?: Nogle af bivirkningerne ved indtagelse af alkohol sv.t promille på 0,8 – 1,5. F.eks. nedsat dobbeltsyn, koordinerings- og reaktionsevne.

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, Medicinske Læger Abd. Kir. Læger Ort. Kir. Læger Pæd. Læger Gyn. Læger Akut Læger Anæstesi Læger, Sygeplejersker generelt Pæd. Sygeplejersker Akut Sygeplejersker Anæstesi Sygeplejersker, Intensiv Sygeplejersker, Jordemoder Bioanalytiker Social-og Sundhedsassistenter Serviceassistenter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Diætister Hjertestops team
X	

Hvilke remedier anvendes?

Dele af procedure Enkelt persons simulation

Hele procedure

Hvilke remedier skal du selv medbringe:

Hvad må ikke anvendes?:

Videovejledning:

D4 instruks:

Kræver brillen instruktør? Nej

DECISION POINT

COPENHAGEN
GAME LAB

Used how times? "Decision

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

X	Alle personalegrupper	
	Læger generelt,	
	Medicinske Læger	
	Abd. Kir. Læger	
	Ort. Kir. Læger	
	Pæd. Læger	
	Gyn. Læger	
	Akut Læger	
	Anæstesi Læger,	
	Sygeplejersker generelt	
	Pæd. Sygeplejersker	
	Akut Sygeplejersker	
S	Anæstesi Sygeplejersker,	
	Intensiv Sygeplejersker,	
	Jordemoder	
	Bioanalytiker	
	Social-og Sundhedsassistenter	
	Serviceassistenter	
	Fysioterapeuter	
	Ergoterapeuter	
	Diætister	
	Hjertestops team	

Kronisk sygdom og seksuel sundhed - et refleksionsspil



Illustration of a smiling couple embracing on a red background.

 **DANSK KREBTSFORENING**

 **same kød**

 **kompletcenter**

 **REGION SØDANMARK**

 **100 år 1901-2011**

 **100 år 1901-2011**

Hvilke personalegrupper henvender simulatoren sig primært til?:

Alle personalegrupper	
X	Læger generelt,
	Medicinske Læger
	Abd. Kir. Læger
	Ort. Kir. Læger
	Pæd. Læger
	Gyn. Læger
	Akut Læger
	Anæstesi Læger,
X	Sygeplejersker generelt
	Pæd. Sygeplejersker
	Akut Sygeplejersker
	Anæstesi Sygeplejersker,
	Intensiv Sygeplejersker,
X	Jordemoder
	Bioanalytiker
X	Social-og Sundhedsassistenter
	Serviceassistenter
X	Fysioterapeuter
X	Ergoterapeuter
	Diætister
	Hjertestops team

Spil – Den sidste tid



Placering: Debriefing rum 1

Hvad kan trænes: 'Den sidste tid' er et brætspil, der fokuserer på de svære dilemmaer, som sundhedspersonalet står i, når borgere overgår til palliative forløb. Et godt forløb forudsætter et godt samarbejde mellem forskellige fagpersoner, den syge borger og de pårørende. I løbet af spillet skal deltagerne samarbejde om at give borgeren den bedst mulige afsked med livet. Spillet engagerer deltagerne i fagrelevante diskussioner, når de sammen skal tage stilling til typiske dilemmaer i pleje og behandling af døende. Dilemmaerne bevæger sig i krydsfeltet mellem kliniske og etiske spørgsmål, hvilket giver anledning til refleksion til egen praksis. Disse refleksioner giver anledning til at aftale praksis fremadrettet, for at lette en ellers kompleks og svært faglig udfordring.

Hvilke personalegrupper henvender spillet sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt,	
	Medicinske Læger	
	Abd. Kir. Læger	
	Ort. Kir. Læger	
	Pæd. Læger	
	Gyn. Læger	
	Akut Læger	
	Anæstesi Læger,	
	Sygeplejersker generelt	X
	Pæd. Sygeplejersker	
	Akut Sygeplejersker	
	Anæstesi Sygeplejersker,	
	Intensiv Sygeplejersker,	
	Jordemoder	
	Bioanalytiker	
	Social-og Sundhedsassistenter	X
	Serviceassistenter	X
	Fysioterapeuter	X
	Ergoterapeuter	X
	Diætister	
	Hjertestops team	

Spil – Questio – fagligt quizspil



Placering: Debriefing rum 1

Hvad kan trænes: "Questio" er et brætspil, hvor 2-4 deltagere på skift svarer på faglige quizspørgsmål. Undervejs kan man trække chancekort, som kan ændre spillets gang. Ideen er at understøtte en sjovere og mere dynamisk indlæring. Anvendes sammen med Quizspørgsmål indenfor Farmakologi, Sygdomslære, Anatomi-og fysiologi, Sygepleje og Psykiatri.

Hvilke personalegrupper henvender spillet sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt,	
	Medicinske Læger	
	Abd. Kir. Læger	
	Ort. Kir. Læger	
	Pæd. Læger	
	Gyn. Læger	
	Akut Læger	
	Anæstesi Læger,	
	X Sygeplejersker generelt	
	Pæd. Sygeplejersker	
	Akut Sygeplejersker	
	Anæstesi Sygeplejersker,	
	Intensiv Sygeplejersker,	
	Jordemoder	
	Bioanalytiker	
	Social-og Sundhedsassistenter	
	Serviceassistenter	
	Fysioterapeuter	
	Ergoterapeuter	
	Diætister	
	Hjertestops team	



Hvilke personalegrupper henvender spillet sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt,
	Medicinske Læger
	Abd. Kir. Læger
	Ort. Kir. Læger
	Pæd. Læger
	Gyn. Læger
	Akut Læger
	Anæstesi Læger,
X	Sygeplejersker generelt
	Pæd. Sygeplejersker
	Akut Sygeplejersker
	Anæstesi Sygeplejersker,
	Intensiv Sygeplejersker,
	Jordemoder
	Bioanalytiker
	Social-og Sundhedsassistenter
	Serviceassistenter
	Fysioterapeuter
	Ergoterapeuter
	Diætister
	Hjertestops team

Spil – Refleksionsspillet indenfor sygepleje



Placering: Debriefing rum 1

Hvad kan trænes: Refleksionsspillet indenfor sygepleje er et brætspil for 2 til 8 deltagere, som henvender sig til elever og studerende indenfor sygepleje.

Spillet træner den enkelte deltager i refleksion over emner indenfor: kommunikation og relationer; udvikling; klinisk beslutningstagning og handling; klinisk lederskab, organisation og tværsektorielt samarbejde; prøv lykken.

Klinisk vejleder eller praktikvejleder indtager rollen som spilstyrer og faciliterer spørgsmålene, men spillet kan når introduceret, også spilles af elever og studerende selv.

Det anbefales at afsætte mindst en time til spillet.

Hvilke personalegrupper henvender spillet sig primært til?:

Alle personalegrupper	Læger generelt, Medicinske Læger Abd. Kir. Læger Ort. Kir. Læger Pæd. Læger Gyn. Læger Akut Læger Anæstesi Læger, X Sygeplejersker generelt Pæd. Sygeplejersker Akut Sygeplejersker Anæstesi Sygeplejersker, Intensiv Sygeplejersker, Jordemoder Bioanalytiker Social- og Sundhedsassistenter Serviceassistenter Fysioterapeuter Ergoterapeuter Diætister Hjertestops team
-----------------------	--

ANATOMISKE MODELLER:

Skelet med muskel og senetilhæftninger

Placering: Debriefingrum 2. – 1. stk.


Beskrivelse: Skelet i fuld størrelse hvorpå man kan demonstrere bevægelser i kraniet via leddene. Via den fuldt fleksible rygsøjle, kan man også justere modellen til at vise naturlige arbejdsstillinger. Skelettet viser senetilhæftninger og muskeludspring, knoglerne er nummererede, og der er fleksible ledbånd og fleksibel ryg, med en diskusprolaps mellem 3. og 4. lændehvirvel.



Skelet

Placering: Uddannelses Lab. (mødelokale). – 1. stk.

Beskrivelse: Skelet i fuld størrelse med ca. 200 knogler.



Torso

Placering: Uddannelses Lab. (mødelokale). – 1. stk.

Beskrivelse: Udført i fuld størrelse og kan adskilles i 14 dele. Ukønnet og uden brystskjold. Hjerne ikke udtagelig.



Rygsøjle med nerveudgange

Placering: Træningssal – 1. stk.

Beskrivelse: Fleksibel rygsøjle i fuld størrelse med nerveudgange og diskus prolaps i L3 – L4.



Skulderled

Placering: Debriefingrum 2. – 1. stk.

Beskrivelse: Senevedhæftninger på skulderleddets knogler og bevægelse heraf.



Albueled

Placering: Debriefingrum 2. – 1. stk.


Beskrivelse: Senevedhæftninger på albueleddets knogler og bevægelse heraf.



Hofteled

Placering: Debriefingrum 2. – 1. stk.

Beskrivelse: Senevedhæftninger på hofteleddets knogler og bevægelse heraf.



Knæled

Placering: Debriefingrum 2. – 1. stk.

Beskrivelse: Senevedhæftninger på knæleddets knogler og bevægelse heraf.



Bækken på kvinde

Placering: Debriefingrum 2. – 1. stk.

Beskrivelse: viser interne og eksterne genitalier, muskler, blodårer og nerver.



Fodens knogler

Placering: Debriefingrum 2. – 1. stk.

Beskrivelse: Fodrodens knogler



Håndens knogler

Placering: Debriefingrum 2. – 1. stk.


Beskrivelse: Håndens knogler



Genetalia mand

Placering: Debriefingrum 2.

Beskrivelse: Mandens genetalia.



Hjerte

Placering: Debriefingrum 1 og 2. – 1. stk. hvert sted


Beskrivelse: Hjerte model giver mulighed for identifikation af alle anatomiske strukturer i menneskets hjerte.



Diabetes type 2 organpåvirkning

Placering: Debriefingrum 1. – 1. stk.

Beskrivelse: Modellen viser hvilke organer, der bliver berørt af diabetes 2.



Hypertension organpåvirkning

Placering: Debriefingrum 1 og 2. – 1. stk. hvert sted


Beskrivelse: Modellen viser hvilke organer, der bliver berørt hypertension



Kredsløb, relief model

Placering: Debriefingrum 1. – 1. stk.


Beskrivelse: Modellen viser kredsløbet.



ANATOMISKE PLAKATER:


Menneskets hjerne

Placering: Mellemgang i Læringslab.




Pneumoni

Placering: Mellemgang i Læringslab.




Gastrointestinalkanalen

Placering: Mellemgang i Læringslab.




Kredsløbet

Placering: Mellemgang i Læringslab.




Muskulatur bagfra

Placering: Mellemgang i Læringslab.



Respirationssystemet

Placering: Uddannelses Lab. (mødelokale)



Spinal column

Placering: Uddannelses Lab. (mødelokale)




Skelettet

Placering: Uddannelses Lab. (mødelokale)



Larynx

Placering: Uddannelses Lab. (mødelokale)



Spinalnerverne

Placering: Uddannelses Lab. (mødelokale)

