

MinSP måling





Sådan gennemføres målinger af blodsukker





Du skal bruge iPhone samt et udleveret blodsukkerapparat. Har du ikke selv en iPhone vil afdelingen være dig behjælpelig med, at du kan låne en. Afdelingen har hjulpet dig til at få sat iPhone op til at den kan modtage værdierne fra blodsukkerapparatet. blodsukkerværdien overføres nu automatisk til din elektroniske journal på hospitalet.

BEMÆRK! Blodsukkerapparatet er personligt, da målingerne overføres direkte til din journal på hospitalet. Lån det derfor ikke ud til andre.

Du er blevet bedt om, at måle værdier om ugen. Nedenfor forklares, hvordan det gøres for blodsukker.

Trin 1: Opsætning af forbindelse med Blodsuktermåler med Smart log

Handling	Forklaring	Illustration
Åbn appen SmartLog	Når appen er downloadet, tryk på knappen "ÅBN". Appen åbner herefter.	
Tillad brug af Bluetooth	Du ser evt. et pop-up vindue med teksten "'SmartLog' vil bruge Bluetooth". Her vælger du "OK".	
Slå meddelelser fra appen fra.	Der kommer et pop-up vindue med teksten "'SmartLog' vil gerne sende dig meddelelser". Her vælger du "Tillad ikke".	
Slå nogle kategorier til	En side vises, hvor der står "'SmartLog' vil gerne se og opdatere dine sundhedsdata i kategorierne nedenfor". Vælg <u>ikke</u> "Slå alle kategorier til" som vises med blå tekst. Scrol ned til "SmartLog MÅ SKRIVE DATA" og slår kategorien "Blodsukker" til så knappen bliver grøn.	

	<p>Du skal ikke slå "Blodsukker" til under "Smartlog må læse data fra:</p> <p>Tryk herefter "Tillad"</p>	
<p>Godkend betingelser for brug af app</p>	<p>På næste side vises betingelserne for brug af appen (Terms and Conditions).</p> <p>Region Hovedstaden står inde for brugen af appen.</p> <p>Her sætter du derfor hak i de to firkanter og trykker "Agree".</p>	<p><input type="checkbox"/> I have read and agree to the Terms & Conditions.</p> <p><input type="checkbox"/> I agree to all.</p> <p></p>
<p>Spring over personlige indstillinger og Privacy Policy</p>	<p>Herefter vises du siden "Getting Started"</p> <p>Ønsker du ikke indstille disse personlige indstillinger trykker du nu "Later"</p> <p>Hvis der nu vises et pop-up vindue med overskriften "We're updating you Privacy Policy" skal du her trykke "Don't show again"</p> <p>Appen er nu installeret og gjort klar på iPhonen.</p>	<p></p> <p></p>

Trin 2

Handling	Forklaring	Illustration
<p>Se dit blodsukker</p>	<p>Det målte blodsukker se nu på blodsukkerapparatet</p> <p>Du kan også se værdierne i "MinSP". Dette gør du ved at åbne appen "MinSP". Tryk på menu-punktet "Mine målinger", og scrol</p>	

	ned indtil du ser målinger under "Indsendes automatisk".	
--	--	--

Har du brug for teknisk hjælp? Ring til patientsupporten

Ring til os på tlf. 31 90 83 64, alle hverdage ml. kl. 9-14.

Har du spørgsmål vedrørende din behandling

Kontakt da afdelingen, du er tilknyttet