

Udlevering af TeleKit. (i6b)

Udarbejdet af: Kompetencecenter for Lungesygdom	Version: 3.5	Godkendt af: Pilotområdet for landsdel Sjælland	Godkendt den:	Ansvarlig for revidering af dokument: Kompetencecenter for Lungesygdom	Revideret den: 14-07-2023
Målgruppe: Monitoreringsansvarlige					

Formål:

At TeleKit udleveres og opsættes hos borger

Levering af udstyr:

- TeleKit består af en kuffert, der indeholder:
 - En skærm
 - Strømforsyning
 - SAT måler
 - Vægt (hvis borger ikke selv har en vægt)
 - Termometer (hvis borger ikke selv har et termometer)
 - Selvhjælpsplan
- TeleKit leveres efter lokale instrukser til:
 - Monitoreringsansvarlig, som efterfølgende medbringer udstyret til start samtalen
 - Levering til lungemedicinsk ambulatorium, sygeplejeklinik eller sundhedscenter, hvorfra borger selv tager det med hjem efter start samtale
 - Levering i borgers hjem
 - Levering til en lokal instans, som leverer og opsætter i borgers hjem

Følg lokal instruks for bestilling og opsætning af TeleKit udstyr, hvis ikke det er en opgave, som den monitoreringsansvarlige selv varetager. Se i3 bestilling af teleKit og i4 modtagelse af TeleKit

Opsætning af udstyr

- Monitorerings- og sygeplejersken udleverer og sikrer opsætning af udstyr hos borger
- Opsætning kan også ske ved ATEA mod ekstra betaling (egen organisation)

Vejled borger til at gemme original emballagen, den slagfaste kuffert den skal bruges ved returforsendelse.

Oplæring i brug af teleKit se 16c.